

FILM CARE

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione n. 18299 del Ministero della Salute

DESCRIZIONE: Film Care assicura la salute della mammella grazie all'azione combinata dei suoi componenti: la clorexidina che sviluppa l'attività antibatterica ed il polimero etere di cellulosa, che asciugando in combinazione al polivinilpirrolidone, produce l'effetto fisico filmante sul capezzolo. Gli emollienti glicerina e lanolina in esso contenuti contribuiscono a mantenere i capezzoli morbidi ed a eliminare gli stress da mungitura. Film Care con la sua particolare formulazione crea una barriera protettiva per la mammella fino alla successiva mungitura. Film Care è pronto all'uso e va utilizzato tal quale.

MODALITA' D'USO: Immergere i capezzoli in Film Care subito dopo la mungitura e lasciare asciugare (non deve mai essere utilizzato a spruzzo). Lavare accuratamente con acqua potabile prima della successiva mungitura, eliminando poi i primi getti di latte.

STATO FISICO: Liquido limpido denso azzurro dal caratteristico odore.

PESO SPECIFICO: 960-1061 g/l
(a 20°C)

pH (a 20°C): 4,75 - 5,25

TITOLO CLOREXIDINA: 0,428-0,473 g attivo / 100 g prodotto (%)

COMPONENTI: Clorexydina digluconato.
Eccipienti: Polivinilpirrolidone, Tensioattivo non ionico (Alchilpoliglicoletere: inferiore al 5%), Alcool isopropilico, Sorbitolo, Lanolina etossilata, Glicerina, Idrossietilcellulosa, Colorante Blu Patent

BIODEGRADABILITA': 90% ai sensi della legge n. 136 del 26/04/83 art. 2 e 4

VITA MEDIA: 36 mesi